



## Tractaments - la cura del cabell - KLERAL SYSTEM

### BIOKERATIN - KLERAL LLET

BIOKERATIN - KLERAL LLET



## KLERAL SYSTEM

✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)

☎ +39 0331 1706328

### BIOKERATIN - KLERAL LLET

BIOKERATIN - KLERAL LLET

reconstrucció, taula, protegir

Una línia específica de reconstruir i protegir planxa de cabell, lliure de formaldehid.

Sistema capil · lar en 3 passos :

#### LLET SHAMPOO BIOKERATIN

Va ser creat per fer que el cabell sec i trencadís de l'alimentació natural dels ingredients actius, suavitat, elasticitat i salut.

#### LLET TERÀPIA RECONSTRUIR polímer total

El tractament indicat per a la reconstrucció dels cabells molt danyats. Fòrmula per a l'ús professional. Es resol el problema de les esquerdes, fins i tot molt greu. Repara les cutícules la construcció d'una banda de polímer durador.

#### LLET SÈRUM TERÀPIA RECONSTRUIR TOTALS

És un sèrum creat per l'eficiència excepcional i la reconstrucció de la planxa de cabell.

Aplicar a longituds sense esbandir.

Instruccions per utilitzar la reconstrucció del sistema capil · lar en 3 etapes. Pas 1: Rentar el cabell amb BIOKERATIN XAMPÚ LLET i esbandir bé. Pas 2: Aboqui la llet TERÀPIA total del polímer RECONSTRUIR en un recipient per tenyir. La dosi varia depenent de l'estat de dany del cabell i de la seva longitud. Aplicar el producte amb un pinzell de tint, distribuir saturant cada bri i dividir el cabell en seccions. Reuneix al teu cabell amb un parell de pinces i apliqui una cel · lofana auricular haver tingut la precaució de ser practicat aquí tres forats. Posar sota una font de calor seca (o llums de casc) durant almenys 10 minuts. Traieu la tapa i permeti que el cabell es refredi. Esbandida bé. Pas 3: Un cop hagueu retirat el producte de la Etapa 2, apliqui SÈRUM DE LLET TERÀPIA de totes les longituds sense esbandir i assecar la passada final. Després de realitzar el tractament

en les tres fases aconseguirà un pèl extraordinàriament suau i restaurat.