



## Fladjern - LABOR PRO

### B254 KERATIN 230

plade glattejern ultralydsbehandling keratin



✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)

☎ +39 0331 1706328

🌐 [www.globelife.com/laborprohair/](http://www.globelife.com/laborprohair/)

### B254 KERATIN 230

plade glattejern ultralydsbehandling keratin

KERATIN plade 230, der anvendes ved en maksimal temperatur på 180 ° C, er perfekt til en glat strøgne, krøller og bølger. Bruges til 230 ° C, og kombineret med ultralyd funktion, har alle de egenskaber til at udføre den funktion plomberingen af ??keratin behandlinger.  
- Underkopper i Metal Guld

Digital display -.-. Function ultralyd (hjælper i fordelingen af ??molekyler til en større tilknytning til Keratin behandling)

- Digital termostat forudindstillet ved 180 ° C i en kanonisk brug af pladen, men med mulighed for at hæve temperaturen op til 230 ° C efter behandlinger til Keratin

.-. Silicone kabel med drejelige 360 grader