



## Rambut pelurus - LABOR PRO

### B254 KERATIN 230

pelurus piring ultrasonik keratin pengobatan

LABOR  
pro hair



LABOR  
p r o

✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328  
🌐 [www.globelife.com/laborprohair/](http://www.globelife.com/laborprohair/)

### B254 KERATIN 230

pelurus piring ultrasonik keratin pengobatan

Keratin pelat 230, digunakan pada suhu maksimum 180 ° C, sangat cocok untuk halus disetrika, rambut ikal dan gelombang. Digunakan untuk 230 ° C dan dikombinasikan dengan fungsi ultrasonik, memiliki semua karakteristik untuk melakukan fungsi penyegelan perawatan keratin.

- Saucers di Logam Emas
- Layar Digital
- Fungsi USG (membantu dalam pemecahan molekul ke lampiran lebih besar untuk perawatan Keratin)
- Digital termostat pre-set pada 180 ° C untuk penggunaan kanonik piring, tetapi dengan kemungkinan peningkatan suhu hingga 230 ° C untuk perawatan untuk Keratin
- . Kabel silikon dengan putar 360 derajat