



## Plauk? daži - OROTHERAPY

### SPALVA KERATINO GRYNO AUKSO

Nuolatinis spalvos kremas-amoniako



**Oro**  
Therapy  
24k

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



### SPALVA KERATINO GRYNO AUKSO

Nuolatinis spalvos kremas-amoniako

#### su aukso Microattivo "argano aliejaus ir keratino

Amoniako be nuolatini? spalv? sistema yra naujoviška maitina Microattivo aukso "argano aliejaus ir keratino, kuris užtikrina maksimal? apr?vim?, baltas jas nepaprastai šviesus plaukai" minkštas "hidratuotas" apsaugoti ". D?ka 24 K Gold mikro-daleles koloidinis tirpalas visam laikui "mikro-pigment? daži?li? veikti efektyviau stiprinti ryškum? spalv? kosmetikos. Argano aliejus užtikrina puikus ir optimali? pigment? pristatymas per plaukus, palikdamas j? minkšta ir hidratuotas. Keratino stiprinti š? ryš? skatina intensyv? restruct?rizavimo veiksma? dažiymas proceso metu.

**atspalvi?:** SPALVA KERATINO gryno aukso yra 68 niuans?.

**naudojimo instrukcija:** sumaišoma 50 ml kremo 75 ml emulsijos oksidacijos aukso AKTYVATORIUS gryno aukso kiekis (maišymo santykis 1:1 "5). Super balinant? serijos ji tur?t? b?ti sumaišomi maišymo santykis 1:2 su aukso aktyvatorius gryno aukso 40 t?rio proc.

**Programa:** tolygiai paskirstykite ant saus? plauk? unwashed "iš karto po paruošimo.

- apšvietimo ir dažiymas, tonas: aukso aktyvatorius gryno aukso 20 t?rio proc. (6 %); 30 užrakto greitis/40 minu?i?;
- lifto ir dvi tonas spalvos: aukso aktyvatorius gryno aukso 30 t?rio proc. (9 %); 30 užrakto greitis/40 minu?i?;
- apšvietimo ir dažiymas, trys tonai: aukso aktyvatorius gryno aukso 40 t?rio proc. (12 %); laikas 45 minu?i?;
- palengvinti iš 4/5 serija Super balinant? tonus su aukso aktyvatorius gryno aukso 40 t?rio proc. (12 %); 40 – 50 minu?i? ? užrakto, regrowths.

**pakuot?:** 100 ml m?gintuv?i?.