



Plauk? tiesintuvai - LABOR PRO

B254 KERATIN 230

plokšt?s ištiesinimo ultragarso gydymas keratinu



✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328

🌐 www.globelife.com/laborprohair/

B254 KERATIN 230

plokšt?s ištiesinimo ultragarso gydymas keratinu

KERATIN plokšt? 230, naudojamas ne aukštesn?je kaip 180 ° C, yra ideali sklandžiai išlyginti, garbanos ir bangos. Naudojama 230 ° C temperat?roje ir kartu su ultragarso funkcij?, turi visas savybes, kad gal?t? vykdyti sandarinimo keratino gydymo funkcij?.

- L?kšt?s metalo Gold

- Skaitmeninis ekranas

- Funkcija ultragarsu (padeda molekuli? pasiskirstymas didesniu tvirtinimo prie Keratino gydymo)

- Skaitmeninis termostatas anksto nustatyta 180 ° C kanoninei naudojim? lentel?, bet su didinant temperat?ra iki 230 ° C gydymo ? Keratino galimyb?

.- Silikoninis kabelis su pasukama 360 laipsni?