



## pemangkasan aksesori - OXYPOWER

### OXYPOWER OXYPOWER



**OXYPower**

✉ bbazar@globelife.com  
☎ +39 0331 1706328

### OXYPOWER OXYPOWER

perjuangan  
OXYPOWER Sistem ini dapat mengaktifkan semula metabolisme biasa kulit melalui pemindahan tenaga biocompatible, iaitu tanpa unjuran luar tenaga sinaran, terima kasih kepada teknik Diathermy.

#### DIATHERMY

: apa yang ia dan bagaimana ia berfungsi  
Diathermy adalah satu proses untuk meningkatkan suhu dalaman tisu yang dirawat untuk merangsang operasi yang betul dan metabolisme biasa. Melalui pergerakan caj elektrik, OXYPOWER mengembalikan bekalan darah arteri, saluran vena - limfa, dan potensi membran semua sel-sel asas kawasan yang dirawat, termasuk mentol.

COAXIAL elektrod dipatenkan  
COAXIAL elektrod eksklusif mampu mengunjurkan, dalam bentuk yang pekat dan mengarahkan tenaga di atas bahagian yang dirawat.

#### RAWATAN OXYPOWER

- Kekurangan pertumbuhan dan keguguran rambut.
- Rawatan terhadap kehilangan rambut dan pertumbuhan semula.
- Rambut yang lemah, masalah lemak (seborrhea) dan kelemumur di kulit kepala.
- Mengukuhkan kapilari, terhadap kelemumur dan seborrhea.