



Hårfarger - IT&LY

AQUARELY

med intens mikro pigmenter og hvete proteiner



IT&LY[®]
HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



AQUARELY

med intens mikro pigmenter og hvete proteiner

Eksklusive permanent coloring formulert med nyskapende nano-mikro-emulgert pigmenter kan trenge bedre inn i bagasjerommet med lavt innhold av ammoniakk og med hvete proteiner at overhaling capello , forlater det hydratiserte og myk, strålende. Fargen er levende og varer lenger, garanterer en perfekt hvite hår dekning.

Inneholder:

- **INTENSE mikro PIGMENTER:** pigment nano-microemulsionati kan trenge dypt mellom hulrom og binde til keratin håret fiber. En viktig fordel som kommer fra bruken av denne innovative teknologien er reduksjon av det allerede lave innholdet av ammoniakk fordi redusert pigment størrelsen krever bare en delvis åpning cuticles øker så frø.
- **HVETE PROTEIN:** hydrolyse hvete proteiner spiller condition og omstrukturering handling , beskytte hodebunnen og kapillær fibrene, gir det mykhet og silkiness håret. Deres er også effektiv antioksidant og reduserer dannelsen av frie radikaler.
- **LAVENDEL ESSENSIELLE olje:** den delikate lavendel essensielle oljen er den største programmet i kapillær behandlinger der den beroligende og disarrossanti tillater bruk av bleking pulver selv om brukt på sensitiv hud.

nyanser: 103 plasser.

Bruksanvisning: velge skyggen av farging krem AQUARELY gjelder. Fortynning 1: 1 , 5 med Aquarely oksiderende emulsjon. Klem 50 ml av farging krem Aquarely , tilsvare innholdet i midten røret i en plast bolle og bland med ml 75

Aquarely oksiderende emulsjon til myk krem , fulgte retningene:

-TONE på tone: 50 ml fløte fargestoff , 75 jeg deg 10 oksiderende emulsjon , eksponeringstid 25 minutter.

-1 TONE LIGHTENING: 50 ml fløte fargestoff , 75 ml på 20 du oksiderende emulsjon, eksponeringstid 30 minutter.

-BLEKING toner: 50 ml 2 farging krem , 75 ml på 30 du oksiderende emulsjon, eksponeringstid 35 minutter.

-3 BLEKING nyanser: krem 50 ml , 75 jeg fargestoff oksiderende emulsjon du 40, eksponeringstid 40 minutter.

-ULTRA-LIGHTENING LOTION: 50 ml fløte fargestoff , 100 ml på 40 deg oksiderende emulsjon, eksponeringstid 45 minutter.

emballasje: 100 ml tube.