



## Prostownice do włosów - LABOR PRO

### B254 KERATIN 230

Prostownica Ultradźwiękowy leczenie keratyny pętla

LABOR  
pro hair



LABOR  
p r o

✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)

☎ +39 0331 1706328

🌐 [www.globelife.com/laborprohair/](http://www.globelife.com/laborprohair/)

### B254 KERATIN 230

Prostownica Ultradźwiękowy leczenie keratyny pętla

KERATIN pętla 230, używany przy maksymalnej temperaturze 180 ° C, jest idealne do płynnego prasowane, loki i fale. Używane do 230 ° C w połączeniu z funkcją ultradźwięków, ma wszystkie cechy, aby zapewnić funkcję uszczelniania keratyny zabiegów.

- Spodki w Metal Złoto
- Cyfrowy wyświetlacz
- USG Funkcja (pomaga w rozkładzie cząsteczek do większego przywiązania do leczenia keratyny)
- Termostat wstępnie ustalono na 180 ° C przez kanonicznej użycia pętli, ale z możliwością zwiększenia temperatury do 230 ° C na zabiegach do keratyny
- Kabel silikonowy z obrotowe 360 stopni