



Prostownice do włosów - LABOR PRO

B254 KERATIN 230

Prostownica Ultradźwiękowy leczenie keratyny pętya



✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328

🌐 www.globelife.com/laborprohair/

B254 KERATIN 230

Prostownica Ultradźwiękowy leczenie keratyny pętya

KERATIN pętya 230, uęywany przy maksymalnej temperaturze 180 ° C, jest idealne do pęynnego prasowane, loki i fale. Uęywane do 230 ° C w poęęczeniu z funkcję ultradęwięków, ma wszystkie cechy, aby peęnię funkcję uszczelniania keratyny zabiegi.

- Spodki w Metal Zęoto
- Cyfrowy wyęwietlacz
- USG Funkcja (pomaga w rozkęadzie częsteczek do większego przywięzania do leczenia keratyny)
- Termostat wstępnie ustalono na 180 ° C przez kanonicznej uęycia pęty, ale z moęliwoęcię zwiększenia temperatury do 230 ° C na zabiegi do keratyny
- . Kabel silikonowy z obrotowe 360 stopni