



## Prostownice do włosów - LABOR PRO

### B254 KERATIN 230

Prostownica Ultradźwiękowy leczenie keratyny pętya



✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328

🌐 www.globelife.com/laborprohair/

### B254 KERATIN 230

Prostownica Ultradźwiękowy leczenie keratyny pętya

KERATIN pętya 230, używany przy maksymalnej temperaturze 180 ° C, jest idealne do płynnego prasowane, loki i fale. Używane do 230 ° C w połączeniu z funkcją ultradźwięków, ma wszystkie cechy, aby zapewnić funkcję uszczelniania keratyny zabiegów.

- Spodki w Metal Złoto
- Cyfrowy wyświetlacz
- USG Funkcja (pomaga w rozkładzie cząsteczek do większego przywiązania do leczenia keratyny)
- Termostat wstępnie ustalono na 180 ° C przez kanonicznej użycia pęty, ale z możliwością zwiększenia temperatury do 230 ° C na zabiegach do keratyny
- Kabel silikonowy z obrotowe 360 stopni