



## Ravnalniki las - LABOR PRO

### B254 KERATIN 230

za ravnanje tablice ultrazvo?ni keratin zdravljenja

LABOR  
pro hair



LABOR  
p r o

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328

🌐 www.globelife.com/laborprohair/

### B254 KERATIN 230

za ravnanje tablice ultrazvo?ni keratin zdravljenja

KERATIN ploš?o 230, ki se uporablja pri maksimalni temperaturi 180 ° C, je kot nalaš? za nemoteno likanim, kodri in valovi. Uporablja do 230 ° C in v kombinaciji z ultrazvo?no funkcijo, ki ima vse lastnosti, da opravljajo funkcijo tesnjenja keratin zdravljenja.

- Krožniki na Metal Gold

- Digitalni prikaz

- Funkcija ultrazvok (pomaga pri razgradnji molekul v ve?ji navezanosti na zdravljenje Keratin)

- Digitalni termostat vnaprej nastavljen na 180 ° C za kanoni?no uporabo ploš?e, vendar z možnostjo pove?evanje temperature do 230 ° C za zdravljenje do keratinskega

-. Silikonski kabel z vrtljivimi 360 stopinj