



Kal?c? sa? - IT&LY

PROSHAPE ONDASOFT

Thioglycolate-ücretsiz ayakta



IT&LY®

HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



PROSHAPE ONDASOFT

Thioglycolate-ücretsiz ayakta

PROSHAPE

her mü?teri görünümünü özelle?tirme

Herhangi bir kad?n daha fazla yans?tan sa? modeli ile güzel hissetmek arzusunu yerine getirmek olabilir: , dalgal? k?v?rc?k ya da düz.

K?v?rc?k saçlar? mükemmel düz o k?v?rc?k ula?an olmak yumu?ak ve ipeksi o düz ?eklini k?vr?ml? eleba?? bukleler.

Nas?l mümkün olabilir? PROSHAPE Bili?im ve LY Hairfashion özel hat sayesinde.

Moda dönü?ümü , den net keser ve yumu?ak Formlar, do?rusal veya çoklu doku tan?mlan?r. Bak yeni bir boyut.

Her kad?n?n iste?i yerine getirmek için teknik servis... hamile kalma yeni bir yöntem:

kolayl?kla de?i?im bak. Dayan?lmaz ve tan?mlanm?? bukleler veya ultra kompakt sayesinde pürüzsüz , PROSHAPE olu?an entegre:

Thioglycolate-free • RELAXARE do?rultma ,

• ONDASOFT , kal?c? olarak thioglycolate olmadan

• Otomatik kilitleme WAVESELF , kal?c?

Biyo-organik Redüktör ile ayakta Thioglycolate ücretsiz , shea ya?? tatlı badem ya?? ve Split sonunda karma??k.

Benzersiz ultra performans? sa?lar do?al eleba?? ve hareketleri thioglycolate sallayarak kabarmay? ortadan kald?r?r ve yumu?akl?k ve dille uzunluklar? için garanti eder. Do?al olarak düz saçlar için ideal ve kimyasal olarak do?ruldu , yeniden tasarlanan?z dokunu?larla basit yeni uzun vadeli bakmak için bir f?rsat sunuyor. Shea ya?? ve tatlı badem ya?? yumu?at?c? ve koruyucu , dalgal? do?al bukleler bakmak için ba??? yap?n.

Split sonunda karma??k mühür bölmenin bitti?i sa? çevresinde koruyucu bir film

olu?turarak , art?rmak pürüzsüzlük ve penye. ONDASOFT , organik bioriduttore ve

cysteamine Chlorinate, bir özel ile formüle edilmi? da yapar

Teknik Servis zaten geçiren sa? için özellikle uygundur. Yumu?akl?k korurken, sa?

çekmek do?al esnekli?ini ve dille ?ekildir.

?ki güçlü kiti mevcuttur:

- ONDASOFT 1 zor ve do?al saçlar için
- ONDASOFT 2 için saç i?leme ve tedavi.

paket:

paketi içeren:

ONDASOFT 1- veya 2 100 ml ?i?e;
NEUTRASOFT-120 ml ?i?e.